





**Moderne Urinanalyse ist
 schnell, zuverlässig und preiswert!**

Unsere Teststreifen-Auswertegeräte Urialyzer® 100 Pro und CombiScan® 500 bieten in Verbindung mit der Übertragungs-Software UriConnect den höchsten Bedienkomfort. **Diese Softwarelösung ist für Sie kostenfrei verfügbar.**

UriConnect sorgt für eine bidirektionale Übertragung der Patientendaten aus der Patientenakte zum Messgerät und der Analysedaten vom Messgerät zurück in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software. Alle marktführenden Programme verfügen über diese GDT-Standard-Schnittstelle.

Verschenden Sie keine Zeit mehr mit manueller Übertragung der Messergebnisse. Der schnelle und sichere Weg der Analysedaten in Ihre Arztpraxis-Software ist ganz einfach:

1. Patientenakte aufrufen
2. Messanforderung abschicken
3. Messung durchführen – fertig!



UriConnect ist kompatibel und erfolgreich getestet mit der Software aller führenden Herstellern.

* UriConnect Pro auf Anfrage



Wir beraten Sie gern – Anruf genügt: (0 66 23) 37 33



Urinalysegeräte



Urilyzer 100 Pro

bietet kompromisslos einfache Handhabung, höchste Qualität und Effizienz. Durch die mehrstufige Benutzerverwaltung und erweiterte Anbindungsmöglichkeiten stellt sich das System den wachsenden Anforderungen des Daten-Managements. Mit bis zu 120 Messungen/Std. optimal für Arztpraxen und kleinere Labors geeignet.

11er und 7er Urinteststreifen sind verwendbar (s. u.)



CombiScan 500

ist ein kompaktes Messgerät mit einem sehr hohen Probendurchsatz. Das Gerät mit seinem innovativen Design ist mit modernster CCD-Messtechnik ausgestattet und für den Einsatz in größeren Labors und Kliniken vorgesehen. Die Messkapazität beträgt ca. 500 Proben pro Stunde.

Für RapidScan 11 SYS ⊕ Urinteststreifen.

Urinteststreifen



RapidScan 11 SYS ⊕ CombiScreen 7 SYS PLUS

Unsere Urinteststreifen mit Ascorbinsäureschutz bieten eindeutige Farbwechsel im klinisch relevanten Entscheidungsbereich und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Für den Geräteinsatz und auch zur visuellen Auswertung geeignet.

	Glucose	Ascorbinsäure	Keton	Protein	pH	Blut	Nitrit	Leukozyten	Spez. Gewicht	Bilirubin	Urobilinogen
7er Streifen	■		■	■	■	■	■	■			
11er Streifen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Software



UriConnect¹⁾ / UriConnect Pro²⁾

sorgt für eine direkte Übertragung der Analysedaten vom Messgerät in die Patientenakte Ihrer Arztpraxis-Software, sofern diese eine Anbindung externer Geräte nach GDT-Standard ermöglicht. Unterstützt werden alle führenden Software-Hersteller.

¹⁾ zur Anbindung des CombiScan 500

²⁾ zur Anbindung des Urilyzer 100 Pro